

**Brava**®



## Spray para Remover Adhesivos

No rociar sobre llama expuesta u otra fuente de ignición.

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 122 °F/50 °C.

### Información

El producto está basado en silicona y es reutilizable. El producto se seca en segundos y no tiene efecto sobre la adherencia de otros dispositivos.

Ingredientes: Contiene una mezcla de siloxanos de alquilos.

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.

### Modo de empleo

1. Pulverice el producto alrededor del borde del adhesivo.
2. Después de unos segundos retire suavemente el adhesivo. Repita el procedimiento si es necesario.

### Eliminación

El producto debe eliminarse junto con otros aerosoles de acuerdo con las normas locales.

### Informe de incidentes

Si durante el uso de este dispositivo, o como resultado de su uso, se ha producido un incidente grave, por favor informe al fabricante y a las autoridades nacionales de su país.



### Instrucciones de uso

23323483

Version 1 El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados.© 2020-06-03

### Distribuidor:

Coloplast Corp.  
1601 W. River Rd. N.  
Minneapolis, MN 55411 USA  
1-800-533-0464  
[www.coloplast.us](http://www.coloplast.us)

### Objetivo previsto

El spray removedor de adhesivo Brava está diseñado para quitar adhesivos médicos de la piel intacta.

### Precauciones

Evitar el uso directo en piel no intacta, p. ej., el lecho de la herida y las membranas mucosas (ojos, oídos, nariz, boca, vagina), ya que puede causar irritación de la piel.

Evitar la inhalación directa, ya que puede provocar irritación temporal de las vías respiratorias.

No se recomienda su uso en bebés prematuros, neonatos o bebés de menos de 9 libras/4 kg debido a que la piel está inmadura.

Aerosol extremadamente inflamable - Peligro.

Recipiente presurizado: Puede explotar si se calienta.

No dejar al alcance de los niños.

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas y otras fuentes de ignición. No fumar.

## Explicación de los símbolos



Dispositivo médico



Indica que el producto cumple con la legislación europea para dispositivos médicos



Número de catálogo



Fecha de caducidad (AAAA-MM-DD)



Código de lote



Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)



Fabricante



Consulte las instrucciones de uso



Indica el límite superior de temperatura a la que el dispositivo médico puede exponerse de forma segura



Precaución



Indica que un código de barras contiene Identificación única de dispositivo



(Global Trade Item Number) Número mundial de artículo comercial



Mantener protegido de la luz del sol



Envase reciclable



Cumplimiento de la Directiva de Aerosoles 75/324/EEC



Extremamente inflamable