

Brava®

 **Coloplast**

Pflasterentferner Spray



Gebrauchsanweisung

23323500 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2020-05-28

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Brava Pflasterentferner-Spray ist für das Entfernen medizinischer Haftmaterialien von einer intakten Haut bestimmt.

Vorsichtshinweise

Vermeiden Sie eine direkte Anwendung auf nicht intakter Haut, wie Wundgründen und Schleimhäuten (Augen, Ohren, Nase, Mund, Vagina), da dies Hautirritationen verursachen kann.

Vermeiden Sie ein direktes Einatmen, da dies zu einer vorübergehenden Reizung der Atemwege führen kann.

Aufgrund ihrer unreifen Haut wird die Anwendung bei Frühgeborenen, Neugeborenen oder Säuglingen unter 4 kg nicht empfohlen.

Extrem entzündbares Aerosol – Gefahr

Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.

Information

Das Produkt basiert auf Silikon und kann wiederverwendet werden. Das Produkt trocknet innerhalb von Sekunden und hat keine Auswirkung auf die Haftung weiterer Geräte.

Inhaltsstoffe: Enthält ein Gemisch aus Alkylsiloxanen.

Coloplast schliesst jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Anwendung

1. Das Produkt um den Rand des Hautschutzes sprühen.

2. Nach ein paar Sekunden den Hautschutz behutsam abziehen. Vorgang ggf. wiederholen.

Entsorgung

Das Produkt sollte zusammen mit anderen Sprühdosen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Meldung von Vorfällen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde in Ihrem Land.

Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte



Katalognummer



Verfalldatum (TT. MM. JJJJ)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Gibt die Höchsttemperatur an, der das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann.



Achtung



Zeigt den Barcode mit der einheitlichen Produktkennzeichnung für Medizinprodukte (Unique Device Identification, UDI) an



(Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer



Vor direktem Sonnenlicht schützen



Recyclingfähige Verpackung



Entspricht der Richtlinie für Aerosolpackungen 75/324/EWG



Hoch entzündlich