

# SpeediCath® Compact Set



## Instruction for use

23318153 Version 1

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved.©

2016-05-23

## Indication

Sterile urinary catheter for intermittent use.

## Information

Coloplast accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations.

The catheter can be exposed to extreme temperatures (below 0°C and up to 60°C) for up to 24 hours without the catheter being damaged.

This product is a coated catheter in sterile solution with attached bag.

The solution in which the catheter is stored is harmless. However, the solution may stain.

Sterilised using irradiation (R).

## Caution

Contact your health care professional before you perform self-catherisation for the first time.

Catherisation should take place as quickly as possible after opening the package. The catheter should always be removed when the bladder has been emptied.

Contact your health care professional if you:

- experience symptoms such as fever, discomfort when emptying the bladder, a frequent urge to urinate or blood in the urine.
- have been diagnosed with urethral strictures
- experience that the catheter does not drain the bladder the way you are used to.

Do not use if package is damaged.

Keep away from sunlight.

Store at room temperature and at dry conditions

Store in a horizontal position.

## Warning


Re-use of the single use product may create a potential harm to the user. Reprocessing, washing, disinfection, and sterilisation may compromise product characteristics, causing additional risk of physical harm to or infection of the user.

## How to use


### Preparation




Start by washing your hands and the area around the urethral opening. It is important to avoid transferring bacteria from your hands to the catheter.



Twist and remove the cover.




Unfold the bag.




Twist and pull the catheter out.

### Insertion of the Catheter



Females: Insert the catheter into the urethra until urine starts to flow.




Males: Lift the penis with one hand to straighten out the urethra. Insert the catheter into the urethra until urine starts to flow.


### Removal



Male + female: When urine stops flowing, pull the catheter out about 1-2 cm. If urine starts flowing again, wait until it stops. Then pull the catheter out 1-2 cm again. When your bladder is empty remove the catheter.




### Emptying/Drainage



Reseal the catheter by twisting it back into the packaging.



Open the urine bag by tearing off the tap.



Empty the bag before discarding the catheter and bag.

### Disposal

The product is intended for single use only and should be disposed of in accordance with local guidelines, e.g. with normal household waste.

Do not flush the product down the toilet.

Symbol



Do not use if package is damaged.

רוקן את השקיית לפני השלכט הצנתר והשקיית לאשפפה.



#### השלכה

המוצר מיועד לשימוש חד פעמי בלבד ויש להשליכו בהתאם להנחיות המקומיות, כולל עם פסולות הביתיות הרגילה. אין להשליך את המוצר לשירותים.

#### סמלים

אין להשתמש אם האזיה פגומה.



התווית  
צונתר שמן מעוקר לצנתר לסתירגן.

מידע  
Coloplast הוא מושת באחריות על שם נזק או אובדן העולמים להיגרם בשל שימוש במוצר זה באופן המוגדר להמלצות המוכניות של Coloplast.

הצנתר יכול להיות חם או קר ומכור בהתמיסה מעוקרת ומגיע בצרוף שקי. מוצר זה הוא צנתר בעל ציפוי הנשמר בתמיסה מעוקרת ומגיע בצרוף שקי.

התמיסה שהיא מוחזק הצנתר אינה מזיקה. יחד עם זאת, היא יכולה להכתים.

שימוש במאצוטה קרינה (R).

אזהרות

פונה לרופא המתפל שLR לפניו שתבוצע צנתרו עצמי בעומק הראשונה.

יש לבצע צנתר סמוך ככל האפשר למועד פתיחת האזיה. תמיד לאחר ריקון שלפוחית השתן יש להוציא את הצנתר.

פונה לרופא המתפל שLR, אם:

- הפעת תספימים כגון חום, חסוך נוחות בעט ריקון שלפוחית השtan, תכיפות גבוהה של השtan או דם בשtan

- אובחן אצלך היצירויות בסופח

- הבחנת שהצנתר אמי מרוקן את שלפוחית השtan כפי שהוא רגיל.

אין להשתמש אם האזיה פגומה.

יש להרחק מאר השמש.

יש לאחנן בטפרורו החדר ובביבה יבשה

אחסן במנה אופק.

אזהרות

שימוש חוזר במוצר זה המועד לשימוש חד פעמי עלול לגרום לפגעה אפשרית בשטמש. עיבוד חזרה, רחיצה, חיטוי / או עיקור עלילים פגוע באפאני המוצר ולהגדיל את הסיכון לפגעה גורנית או זיהום עברו המשטמש.


#### אוף השימוש

הכנה

תחליה רץ את ידיך ואת האзор שמסביב לפתח השופכה. חשוב למנוע מעבר חידקים מהידיים לצנתר.

סובב את הכיסוי והסר אותו.

פרוש את השקיית.



נשים: יש להחדיר את הצנתר לתוך השופכה עד שהשתן יתחיל לזרום.

החדרת הצנתר


גברים: הרם את הפה ביד אחת כדי לישר את השופכה. יש להחדיר את הצנתר לתוך השופכה עד שהשתן יתחל לזרום.

הסרה

הצנתר כלפי חוץ בערך 1 - 2 ס"מ. אם דריימת השtan מתהדרש, המתן עד שתיפסק. לאחר מכן משורר את הצנתר כלפי חוץשוב, בערך 1 - 2 ס"מ. בתום הריקון של שלפוחית השtan, הוציא את הצנתר.

ריקון/ניקוז

סגור את הצנתר על ידי סיבובו והחזרתו לתוך האזיה.



פתח את שקית השtan על ידי קריית הברבה.

#### תخلص

ההמוצר מיועד לשימוש חד פעמי בלבד ויש להשליכו בהתאם להנחיות המקומיות, כולל עם פסולות הביתיות הרגילה. מثלא.

לא תصرف המוצר במרحاض.

#### رمز

לא תستخدم إذا كان الغلاف דלغا.

